

Nira

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Nira Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Nira Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Neptun 800	
Neptune 803 Table Top Version	Neptune 803 comes in two layouts, table top and process version. The core of the instruments and their analytical characteristics are exactly the same. Table top version, the most compact version of Neptune803, is designed to be installed in laboratories or production areas and is complete with: - Capillary column 50m x0,53mm. - Connection kit, Air and hydrogen pipes(5m) and cables(2m). - Laser Printer, USB. - Set of n°50 vials, Pyrex® glass. - Syringe for standard mixture injection, 5µl. - Standard mixture (up to 15 solvents) for calibration 5ml. - First calibration at our laboratories with your std. mixture of your choice. - Package: Wood Box. Note: this equipment shall be installed in an environmental temperature range between +10 and +35°C. Technical characteristics: Detector : flame ionization Desorber (Headspace) : accepts 20 ml sample receptacles Incubation times : 0, 5, 10, 30 minutes Working temperature : +10, +40°C(*) Desorber temperature : from 50 to 150°C
Analyzer Mod. Neptune 801 Table-Top Version	
Analyzer Mod. Neptune 801 Process Version	