

## Spectro Scientific

Garanti: 12 ay  
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.  
**Spectro Scientific** Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

*Firmamız Spectro Scientific Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



| Ürün                                                                 | Açıklama                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Disk Electrode</a>                                       | (Spectroil brand M/NW model optical emission spectrometer will be used in an oil analyzer)                                                                     |
| <a href="#">Oil Sample Incineration Vessel</a>                       | The Oil Sample Incineration Vessel (Oil Sample Incineration Vessel) will be used with a Spectroil brand M/NW model optical emission spectrometer oil analyzer. |
| <a href="#">SMA-900-200G Calibration Standard CS24 900ppm</a>        |                                                                                                                                                                |
| <a href="#">CS-24-100-200G Calibration Standard CS24 100ppm 200G</a> |                                                                                                                                                                |
| <a href="#">Atr-Sp</a>                                               |                                                                                                                                                                |
| <a href="#">M 9707 For Spectroil 110e</a>                            |                                                                                                                                                                |
| <a href="#">Fluidscan-Q1000</a>                                      |                                                                                                                                                                |
| <a href="#">M 96380 For Spectroil 110e</a>                           |                                                                                                                                                                |
| <a href="#">Cs-Gt-15-100-200g</a>                                    |                                                                                                                                                                |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <a href="#">Cs-Glycol-500</a>                |
| <a href="#">Fluidscan-Q1100</a>              |
| <a href="#">Sa1001</a>                       |
| <a href="#">Spectroil 110 E Basic Engine</a> |
| <a href="#">M-90202</a>                      |
| <a href="#">Pv-1011</a>                      |
| <a href="#">Mr9014 (1x500)</a>               |
| <a href="#">Ef22116e</a>                     |
| <a href="#">M99914 (1 Box Of 400 Pcs)</a>    |
| <a href="#">P-10524</a>                      |
| <a href="#">Cs-75-500</a>                    |
| <a href="#">M97009</a>                       |
| <a href="#">M99913</a>                       |
| <a href="#">M99915</a>                       |
| <a href="#">M90322</a>                       |
| <a href="#">M 97016 For Spectroil 110e</a>   |
| <a href="#">Mr9000 (1x500)</a>               |
| <a href="#">Sma-900-200g</a>                 |
| <a href="#">M97008</a>                       |
| <a href="#">Cs-24-100-200g</a>               |
| <a href="#">P-11052</a>                      |